

the Spa Seat™

SWIVEL 360 Shower Seat

Proper use:

Only use the stool in accordance with the instructions.

Do not use as a step, as training equipment, or as a climbing aid.

The stool is suitable for a maximum body weight of 300 lbs (136 kg).

Please do not use the stool if you weigh more than 136 kg.

Permanent damage may be caused to the stool if the maximum weight is exceeded.

Do not remove legs once assembled.

This product is intended for adults and not to be used by babies or small children, whether supervised or unsupervised.

Cleaning:

Clean from time to time with a cloth.

You may use stain-removing cleaning agents.

Do not use cleaning agents containing alkali, acid, chlorine and abrasive additives.

Liability exclusion:

Better Living is not responsible for injuries and damage arising from the non-observance of the instructions and safety measures stated above.

Utilisation appropriée:

Utilisez le siège seulement conformément à ce mode d'emploi.

Ne pas l'utiliser comme appareil d'entraînement et/ou aide pour monter en hauteur.

Le tabouret est approprié seulement pour les personnes d'un poids maximal de 136 kg (300 lbs).

Si vous pesez plus de 136 kg, n'utilisez pas ce tabouret.

Des dommages durables peuvent apparaître au tabouret en cas de dépassement du poids maximal.

Une fois assemblés, ne détachez plus les pieds.

Ce produit est conçu pour les adultes et ne doit pas être utilisé par des bébés ou des petits enfants, même avec surveillance.

Nettoyage:

Nettoyez le tabouret de temps en temps en utilisant un torchon.

Comme produit de nettoyage, vous pouvez utiliser des agents de nettoyage détachants.

N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des alcalis, des acides, du chlore et des additifs abrasifs.

Clause de non-responsabilité:

La société Better Living décline toute responsabilité pour les blessures et dégâts qui résulteraient du non-respect des informations et mesures de sécurité énoncées ci-dessus.

Uso apropiado:

Utilice el asiento solamente siguiendo las indicaciones de las instrucciones de uso.

No utilizarlo como aparato de entrenamiento ni tampoco como ayuda para subirse.

El taburete es apto para un máximo de 136 kg (300 lbs) de peso corporal.

Si usted pesa más de 136 kg, le rogamos no utilizar el taburete.

Al exceder el peso máximo se pueden provocar daños permanentes en el taburete.

No quite las patas, una vez ensamblado.

Este producto está diseñado para adultos, y no para ser usado por bebés o niños pequeños, ya sea con o sin supervisión.

Limpeza:

Limpielo de vez en cuando con un paño.

Como detergente puede utilizar productos de limpieza quitamanchas.

No utilice detergentes que contengan álcali, ácidos, cloro ni aditivos abrasivos.

Exclusión de responsabilidad:

La empresa Better Living no será responsable, en caso de ocurrir lesiones y daños causados por la no observancia de las indicaciones mencionadas anteriormente y las medidas seguridad.



Better Living Products International, Inc.

201 Chrislea Road
Vaughan, Ontario
L4L 8N6
Canada

Phone: (905) 264-7100
Fax: (905) 264-3690
Toll Free: 1 (800) 487-3300

Téléphone: (905) 264-7100
Télécopieur: (905) 264-3690
Sans frais: 1 (800) 487-3300

Teléfono: (905) 264-7100
Fax: (905) 264-3690
Sin cargo: 1 (800) 487-3300

If outside North America, your local distributor contact information is available at:

Pour tout achat hors de l'Amérique du Nord, recherchez les coordonnées du distributeur local en consultant :

Fuera de Norteamérica, la información sobre el contacto con su distribuidor local se encuentra disponible en :

www.betterlivingproducts.ca/distributors

Visit Us Online!

www.betterlivingproducts.ca

@ customercare@dispenser.com

f [betterlivingproducts](https://www.facebook.com/betterlivingproducts)

Twitter [BetterLivingTM](https://twitter.com/BetterLivingTM)

YouTube [BetterLivingVideos](https://www.youtube.com/BetterLivingVideos)

Don't forget to register your product with us!
N'oubliez pas d'enregistrer votre produit avec nous!
¡No olvide registrar su producto con nosotros!
www.betterlivingproducts.ca/product-registration

BETTER LIVING™
making life a little easier



**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE
IL NE FAUT PAS RAPPORTER CE PRODUIT AU MAGASIN
POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA**

ATTENTION!

Thank you for purchasing a product from Better Living. Our products are manufactured to the highest standard of quality and we stand behind them 100%. Many times, an issue can be resolved over the phone. If you are experiencing a technical issue, have questions regarding the operation of your product, or are in need of warranty assistance, please contact our Customer Support line at

1.800.487.3300

Monday through Friday 8:30 am to 5:00 pm (EST)

If outside North America, your local distributor contact information is available at:

www.betterlivingproducts.ca/distributors

If necessary, we may repair or replace this product.

ATTENTION !

Merci d'avoir acheté un produit Better Living. Nos produits sont fabriqués selon des normes supérieures de qualité et nous les garantissons à 100%. Bien souvent, un problème peut se résoudre par téléphone. Si vous avez un problème technique ou une question sur le fonctionnement du produit, ou avez besoin d'aide concernant la garantie, veuillez contacter le Service à la clientèle au

1.800.487.3300

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00 (HE)

Pour tout achat hors de l'Amérique du Nord, recherchez les coordonnées du distributeur local en consultant :

www.betterlivingproducts.ca/distributors

Selon le cas, nous pouvons réparer ou remplacer le produit.

¡ATENCIÓN!

Gracias por comprar un producto de Better Living. Nuestros productos son fabricados según las normas más altas de calidad y nosotros los respaldamos en un 100%. Muchas veces, los problemas pueden ser resueltos por teléfono. Si usted experimenta un problema técnico, tiene preguntas sobre el funcionamiento de su producto o necesita ayuda respecto a la garantía, por favor contacte a nuestro servicio de ayuda al cliente, en el número

1.800.487.3300

Lunes a viernes, entre 8:30 y 17:00 (horario del este)

Fuera de Norteamérica, la información sobre el contacto con su distribuidor local se encuentra disponible en :

www.betterlivingproducts.ca/distributors

En caso de ser necesario, nosotros repararemos o reemplazaremos este producto.

1.800.487.3300

www.betterlivingproducts.ca
customercare@dispenser.com

Instructions
Instructions →
Instrucciones

SWIVEL 360 Shower Seat

